

On-ear Hodetelefon

BE9233-P02



Egenskaper

Svarknapp

Med integrert mikrofon

Kun en ledning

Minimal med krøll

Lett og sammenlegbart

Lett å bære med seg

Snakk og hør uforstyrret.

Denne hodetelefone er spesielt utviklet for Maxi Pro og kan også brukes til å høre på musikk eller prate i telefonen uforstyrret. De er utstyrt med bøyle og har halvdekkende puter som sitter utenpå øret. Hodetelefonen gir klar lyd med minimal tilbakekobling (feedback).

Det er også utstyrt med en svarknapp med mikrofon.

Teknisk data

■ Driverenhet	Ø 30 mm
■ Uteeffekt	max 100 mW
■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	32 Ω +/- 10%
■ Følsomhet	113 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Forbindelse	3.5 mm stereoplugg
■ Ledningslengde	1,25 m
■ Vekt	63 g
■ Farge	Svart

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt. Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9233-P02_001DSH1.0_NO bellman.com